

PROTOCOLE UROKINASE

Objectif :

- ▶ Informer les IDE/PDE de la marche à suivre en cas d'obstruction sur chambre implantable.
- ▶ Décrire les directives pour détruire le caillot obstruant la lumière du cathéter central.



Matériel :

- 1 ampoule d'Urokinase Choay à 100 000 UI
- 1 ampoule de sérum physiologique de 2ml
- 1 seringue de 2 ml
- 1 seringue de 10 ml
- 1 bouchon
- 1 blouse stérile, masque et charlotte
- Gants stériles
- Champ stérile
- Compresses stériles et cohéban
- Sérum physiologique 1 unidose de 10 ml
- Chlorexidine alcoolique ou biseptine



Sur prescription médicale uniquement

Technique :

- **Diluer 100 000 UI d'Urokinase dans 2 ml de solvant**
- **Prendre 1 ml de cette solution, soit 50 000 UI**
- **Compléter avec 9 ml de sérum physiologique**
- **Injecter 2 ml de la solution finale (soit 10000UI/ml) dans la chambre implantable**
- **Laisser en place une heure puis contrôler retour veineux et débit libre**
- **La prescription peut être renouvelée jusqu'à 2 fois**
- **Le temps de contact peut être augmenté jusqu'à une nuit entière si nécessaire**



Important:

Rincer soigneusement avec 20ml de sérum physiologique après avoir obtenu le reflux sanguin ou après chaque utilisation.