



Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) Procédure du test de vitesse de connexion

Principe : test rapide, simple et reproductible permettant de mesurer les paramètres de vitesse de connexion du DCC et d'orienter la recherche de la cause d'un ralentissement entre les principaux facteurs (P.C., réseau local ou application WebDCR) – il suppose au préalable un étalonnage par P.C.

1. Redémarrage de l'ordinateur (pour libérer la mémoire vive)
2. Ouverture exclusive du navigateur et effacement de sa mémoire cache *
3. Lancement du lien www.oncocentre.org avec mesure du temps d'affichage complet (**temps 1**)
4. Aller ensuite dans « Informations professionnelles / Dossier Communicant »
5. En bas de page, cliquer sur le lien TEST 2 avec mesure du temps d'affichage complet avec téléchargement d'un fichier PDF de 4 Mo (**temps 2**)
6. Fermer la fenêtre ou l'onglet, puis cliquer sur le lien TEST 3 (accès direct DCC)
7. Dans l'interface IDEO SSO, mettre login / mot de passe ou CPS / code puis mesure du temps d'affichage complet (**temps 3**)
8. Cliquer sur l'icône Dossiers et rechercher TEST_ONCOCENTRE ; faire « consulter » puis ouvrir le PPS avec mesure du temps d'affichage complet (**temps 4**) ; faire ensuite « imprimer » avec mesure du temps d'affichage complet (**temps 5**)

Merci de nous envoyer les 5 résultats avec le jour et l'heure

Dr Patrick HEITZMANN
02 38 22 98 36 (ligne directe)

Plateforme Télésanté Centre
02 54 74 95 02

* Pour **Fire-Fox** : menu outils / options, icône avancé, onglet réseau → cliquer sur « vider le cache maintenant »

* Pour **Internet Explorer** : menu outils / options Internet, onglet général / historique de navigation → cliquer sur « supprimer » puis confirmer « supprimer »